

抗Tmem176Bウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - Q3Ybm2

商品番号: CM0018922

前書き

ヒトTMEM176B (LR8, MS4B2) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。樹状細胞の成熟および小脳顆粒細胞の発達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMEM176B ウサギpAb
備考/別名	LR8; MS4B2; TMEM176B
種	ヒト
遺伝子ID	28959
免疫原	ヒトTMEM176Bの148-208アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_054739.3)
宿主	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q3YBM2
タンパク質重量	29kDa
配送	アイスバッグ