

抗Tmem18ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q96B42

商品番号: CM0023418

前書き

TMEM18ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの検証済みです。ヒトおよびラットのサンプルと反応します。転写抑制、細胞遊走、DNA結合機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMEM18 ウサギ pAb
備考/別名	lncND; TMEM18
種	ヒト
GeneID（ヒト）	129787
GeneID	129787
免疫原	ヒトTMEM18 (NP_690047.2) のアミノ酸40～100番内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q96B42
タンパク質分子量	16kDa
発送方法	保冷剤