

Wb、Elisa用抗Tmem192モノクローナル抗体 - Q8Iy95

商品番号: CM0002736

前書き

ヒトTMEM192を標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAで検証済み。ヒトおよびラットのサンプルと反応します。リソソームおよび後期エンドソーム膜タンパク質の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMEM192 Rabbit mAb
種	ヒト
GeneID	201931
免疫原	ヒトTMEM192（NP_001093859.1）のアミノ酸1-271に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q8IY95
タンパク質分子量	31kDa
配送	氷袋