


WbおよびElisa用 抗Tmem2ウサギポリクローナル抗体 - Q9Uhn6

商品番号: CM0020491



前書き

ヒトTMEM2（CEMIP2）を標的とするウサギポリクローナル抗体。細胞表面ヒアルロニダーゼ。WBおよびELISAで検証済み、マウスおよびラットと交差反応性あり。ヒアルロン酸代謝および細胞接着研究をサポート。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMEM2ウサギpAb
備考/別名	TMEM2
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	23670
免疫原	ヒトTMEM2（NP_037522.1）のアミノ酸1150-1250に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9UHN6
タンパク質分子量	154kDa
発送	保冷バッグ