

抗Tmem43モノクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, Elisa用) - Q9Btv4

商品番号: CM0003887

前書き

TMEM43 (LUMA)
に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。核膜、自然免疫、聴覚の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMEM43 ウサギモノクローナル抗体
備考/別名	LUMA; ARVC5; ARVD5; AUNA3; EDMD7; AUNA2; TMEM43
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	79188
免疫原	ヒトTMEM43のアミノ酸35-135に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_077310.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BTV4
タンパク質重量	45kDa
配送	アイスバッグ