

If/IccおよびElisa用 Anti-Tmlhe Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Nvh6

商品番号: CM0025352

前書き

カルニチン生合成経路におけるミトコンドリア酵素であるヒトTMLHEに対するウサギポリクローナル抗体。IF/ICCおよびELISAで検証済み。トリメチルリシンジオキシゲナーゼを標的とし、代謝および自閉症研究に関連します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMLHE Rabbit pAb
備考/別名	TMLD; TMLH; BBOX2; AUTSX6; TMLHED; XAP130; TMLHE
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55217
遺伝子ID	55217
免疫原	ヒトTMLHE (NP_001171726.1) のアミノ酸167-376に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NVH6
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋