


WbおよびElisa用Anti-Tmod1ポリクローナル抗体 - P28289

商品番号: CM0027454



前書き

TMOD1 Rabbit pAb

(P28289)は、WBおよびELISAで検証されたポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのTMOD1を検出します。トロポモジュリン-1はアクチンフィラメントの pointed end（マイナス端）をキャップします。細胞骨格およびアクチン動態の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMOD1 Rabbit pAb
備考/別名	TMOD; ETMOD; D9S57E; TMOD1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7111
GeneID	7111
免疫原	ヒトTMOD1 (NP_003266.1) のアミノ酸1-359に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P28289
タンパク質分子量	41kDa
配送	アイスバッグ