


Anti-Tmpo ウサギポリクローナル抗体 - P42166 / P42167

商品番号: CM0020610



前書き

ヒトTMPO (LAP2)
を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。W
B、IHC-
P、IF/ICC、ELISAに適しています。マウスおよびラ
ットとの交差反応性を示します。複数のアイソフォー
ム（38-75
kDa）を検出します。核構造および免疫学の研究に最
適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TMPO Rabbit pAb
備考/別名	TP; LAP2; CMD1T; LEMD4; PRO0868; TMPO
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7112
遺伝子ID	7112
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTMPO (NP_001027454.1) のアミノ酸1-410に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P42166/P42167
タンパク質分子量	38kDa/50kDa/75kDa
配送	アイスパック