

WbおよびElisa用抗Tmprss11Aポリクローナル抗体 - Q6Zmr5

商品番号: CM0025350



前書き

細胞老化に関与するセリンプロテアーゼTMPRSS11Aに対するウサギ由来ポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞周期およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMPRSS11A ウサギpAb
備考／別名	HESP; ECRG1; HATL1; TMPRSS11A
種	ヒト
遺伝子ID	339967
免疫原	ヒトTMPRSS11A (NP_872412.3) のアミノ酸300～421番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6ZMR5
タンパク質分子量	47kDa
発送方法	氷袋