

Wb、Elisa用抗Tmprss11Aポリクローナル抗体 - Q6Zmr5

商品番号: CM0013843



前書き

ヒトTMPRSS11Aに対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞老化および食道がんの研究に有用です。予測分子量47 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMPRSS11AウサギpAb
備考／別名	HESP、ECRG1、HATL1、TMPRSS11A
種	ヒト
GeneID（ヒト）	339967
GeneID	339967
免疫原	ヒトTMPRSS11Aのアミノ酸300～421に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_872412.3）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6ZMR5
タンパク質分子量	47 kDa
輸送	保冷バッグ