

Anti-Tmprss2ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - O15393

商品番号: CM0020136



前書き

WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでバリデーションされたTMPRSS2ウサギポリクローナル抗体。ウイルス侵入および前立腺がんに関与するヒトTMPRSS2セリンプロテアーゼを検出します。マウス、ラットと交差反応します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMPRSS2 Rabbit pAb
備考/別名	PRSSI0; TMPRSS2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7113
遺伝子ID	7113
免疫原	合成ペプチド ヒトTMPRSS2 (NP_005647.3) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15393
タンパク質分子量	54kDa
配送	氷袋