

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Tmprss2ウサギモノクローナル抗体 - O15393

商品番号: CM0008949



前書き

ウェスタンブロット、IHC-P、ELISA用のヒトTMPRSS2（PRSS10）に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。宿主-ウイルス相互作用、がん、プロテアーゼ生物学の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMPRSS2ウサギmAb
備考／別名	PRSS10 ; TMPRSS2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7113
GeneID	7113
免疫原	合成ペプチド：ヒトTMPRSS2（O15393）のアミノ酸1～100内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15393
タンパク質分子量	54kDa
配送	保冷バッグ