

Anti-Tmprss6 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - Q8Iu80

商品番号: CM0013743



前書き

ヒト、マウス、ラットでWB、IF-P、ELISAについて検証済みのAnti-TMPRSS6 Rabbit Polyclonal Antibody。鉄恒常性研究のターゲットであるマトリプターゼ-2を標的とします。組換えタンパク質免疫原、90 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TMPRSS6 Rabbit pAb
備考/別名	MT2; IRIDA; TMPRSS6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	164656
GeneID	164656
免疫原	組換えタンパク質（ヒトTMPRSS6のアミノ酸77-220に相当する配列、NP_705837.1を含む組換え融合タンパク質）
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8IU80
タンパク質分子量	90kDa
配送	アイスバッグ