


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Tmx1ポリクローナル抗体 - Q9H3N1

商品番号: CM0018428



前書き

ウエスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済みの抗TMX1ポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのTMX1タンパク質（32kDa）を検出します。レドックス生物学や小胞体ストレス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMX1 ウサギ pAb
別名	TMX; TXNDC; PDIA11; TXNDC1; TMX1
対象種	ヒト
GeneID	81542
免疫原	ヒトTMX1（NP_110382.3）のアミノ酸210～280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H3N1
タンパク質分子量	32kDa
配送方法	保冷剤