


Anti-Tmx1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9H3N1

商品番号: CM0019614



前書き

ヒトTMX1（タンパク質ジスルフィドイソメラーゼ活性、小胞体ストレス、およびトリグリセリド代謝に与するチオレドキシン関連膜タンパク質）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット（WB）およびELISAについて検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TMX1 Rabbit pAb
備考/別名	TMX; TXNDC; PDIA11; TXNDC1; TMX1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	81542
GeneID	81542
免疫原	ヒトTMX1 (NP_110382.3) のアミノ酸210-280に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H3N1
タンパク質分子量	32kDa
配送	アイスバッグ