

Anti-Tnf-A Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P06804

商品番号: CM0006578



前書き

WBおよびELISA用に検証されたマウスTNF- α ウサギモノクローナル抗体。マウスおよびラットTNF- α の両方を認識します。炎症、免疫応答、およびアポトーシスの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNF- α Rabbit mAb
備考/別名	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsfla; TNFalpha; TNF-alpha; TNF- α
種	Mouse
GeneID (ヒト)	7124
GeneID	21926
免疫原	組換えタンパク質 マウスTNF- α (NP_038721.1) のアミノ酸80-235に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	Rabbit
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	Mouse, Rat
SWISS	P06804
タンパク質分子量	26kDa
配送	氷袋