


Wb、Ip、If/Icc、Elisa用 抗Tnf-A ウサギモノクローナル抗体 - P01375

商品番号: CM0005650



前書き

ヒト TNF-α (SWISS: P01375)

を標的とした高特異性ウサギモノクローナル抗体。WB、IP、IF/ICC、ELISAに有効。サイトカイン、アポトーシス、炎症研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNF-α ウサギ mAb
備考/別名	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF-α
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7124
GeneID	7124
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTNF-α (NP_000585.2) のアミノ酸77-233に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IP、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01375
タンパク質分子量	26 kDa
発送	保冷バッグ