


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用 抗Tnf-A ラビットポリクローナル抗体 - P01375

商品番号: CM0016171



前書き

ヒトTNF-

αを標的とするラビットポリクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-

P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。炎症、アポトーシス、免疫調節の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNF-α Rabbit pAb
備考/別名	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF-α
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7124
GeneID	7124
免疫原	合成ペプチド
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P01375
タンパク質分子量	26 kDa
配送	アイスバッグ