


Anti-Tnf-A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P01375

商品番号: CM0017885



前書き

WB、IF/ICC、IHC-P、ELISA用ヒトTNF- α に対するウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスTNF- α を検出します。炎症、アポトーシス、およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNF- α Rabbit pAb
備考/別名	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha; TNF- α
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7124
GeneID	7124
免疫原	ヒトTNF- α (NP_000585.2) のアミノ酸134-233に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P01375
タンパク質分子量	26 kDa
配送	アイスバッグ