

Wb、If/Icc、Elisa用抗Tnf-Aモノクローナル抗体 - P06804

商品番号: CM0004854

前書き

CamelBioのTNF- α ラビットmAb（マウス反応性）は、WB、IF/ICC、ELISAで検証済みです。炎症、アポトーシス、および免疫調節に関与する26 kDaのTNF- α サイトカインを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNF- α ラビットmAb
備考/別名	DIF; Tnfa; TNF-a; TNFSF2; Tnlg1f; Tnfsfla; TNFalpha; TNF-alpha
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	7124
遺伝子ID	21926
免疫原	組換えタンパク質 マウスTNF- α (NP_038721.1) のアミノ酸80-235に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P06804
タンパク質分子量	26 kDa
配送	アイスパック