

Wb、Elisa用 Anti-Tnf Rii/Tnfrsf1B/Cd120B ポリクローナル抗体 - P25119

商品番号: CM0023952

前書き

マウス TNF RII/TNFRSF1B/CD120b (TNFRSF1B) に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスの標的を認識します。TNFシグナル伝達とアポトーシス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNF RII/TNFRSF1B/CD120b ウサギ pAb
備考/別名	p75; TNFR; Tnfr2; CD120b; TNF-R2; TNFR80; TNFR1; Tnfr-1; TNF-R75; TNF-R-II; TNF-alphaR2; TNFalpha-R2; TNF RII/TNFRSF1B/CD120b
種	マウス
遺伝子ID (ヒト)	7133
遺伝子ID	21938
免疫原	マウス TNF RII/TNFRSF1B/CD120b (NP_035740.2) のアミノ酸23-258に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P25119
タンパク質分子量	50kDa
発送	保冷バッグ