

WbおよびElisa用抗Tnfaウサギポリクローナル抗体 - P16599

商品番号: CM0023636

前書き

ラットTNFαを標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のTNF-αを検出し、炎症、免疫学、細胞死の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNFα Rabbit pAb
備考・別名	Tnfa; RATTNF; TNF-alpha; TNFα
種	ラット
GeneID (ヒト)	7124
GeneID	24835
免疫原	ラットTNFα (NP_036807.1) のアミノ酸80〜235番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、その他（広範囲で予測）
SWISS	P16599
タンパク質分子量	26kDa
発送方法	保冷剤