

WbおよびElisa用 Anti-Tnfaip1 ポリクローナル抗体 - Q13829

商品番号: CM0024667

前書き

ヒトTNFAIP1（遺伝子ID 7126）に対するウサギポリクローナル抗体。RhoAのユビキチン化に関与するBTB/POZアダプタータンパク質。ウェスタンブロット（予測バンドサイズ 36 kDa）およびELISAに適しており、細胞骨格の調節とアポトーシスの研究を促進します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	TNFAIP1 ウサギ pAb
備考/別名	B12; B61; EDP1; BTBD34; hBACURD2; TNFAIP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7126
遺伝子ID	7126
免疫原	ヒトTNFAIP1（NP_066960.1）のアミノ酸90-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13829
タンパク質分子量	36kDa
輸送	保冷バッグ