


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Tnfaip3ラビットモノクローナル抗体 - P21580

商品番号: CM0002399



前書き

ウェスタンブロット、IHCパラフィン、ELISA用に検証された抗TNFAIP3ラビットモノクローナル抗体。ヒトTNFAIP3/A20（NF-κBシグナル伝達および炎症反応において重要な役割を果たすユビキチン編集酵素）を検出します。免疫学およびがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNFAIP3 Rabbit mAb
備考/別名	A20; AISBL; AIFBL1; OTUD7C; TNFAIP2; TNFAIP3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7128
遺伝子ID	7128
免疫原	ヒトTNFAIP3 (P21580) のアミノ酸450-550内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P21580
タンパク質分子量	90kDa
配送	氷袋