

抗Tnfaip3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P21580

商品番号: CM0024052



前書き

TNFAIP3に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAでの検証が完了しています。ヒトおよびラットと反応します。免疫原はヒトTNFAIP3のアミノ酸残基600-738に対応します。NF-κBシグナル伝達および炎症に関与するユビキチン編集酵素A20を標的とします。研究用途でのみご使用ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNFAIP3 Rabbit pAb
別名	A20; AISBL; AIFBL1; OTUD7C; TNFAIP2; TNFAIP3
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	7128
GeneID	7128
免疫原	ヒトTNFAIP3（NP_006281.1）のアミノ酸600～738に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	P21580
タンパク質分子量	90 kDa
輸送方法	保冷剤