


## 抗Tnfaip6ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P98066

商品番号: CM0024908



## 前書き

ヒトTNFAIP6（TSG-6）に対するウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。細胞外マトリックス、炎症、骨リモデリングの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名        | TNFAIP6 Rabbit pAb                                     |
| 別名         | TSG6; TSG-6; TNFAIP6                                   |
| 対象種        | ヒト                                                     |
| GeneID（ヒト） | 7130                                                   |
| GeneID     | 7130                                                   |
| 免疫原        | ヒトTNFAIP6（NP_009046.2）のアミノ酸18～277番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 由来         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                              |
| 適用アッセイ     | WB、ELISA                                               |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                             |
| SWISS      | P98066                                                 |
| タンパク質分子量   | 31kDa                                                  |
| 発送方法       | 氷袋                                                     |