


Anti-Tnfaip8L2 (Tipe2)

ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Ip、Elisa用） - Q6P589

商品番号: CM0017960



前書き

ヒト、マウス、ラット用 Anti-TNFAIP8L2 (TIPE2) ウサギポリクローナル抗体（WB、IF/ICC、IP、ELISA用）。TNFAIP8L2は自然/獲得免疫を負に制御し、TCRを介したT細胞活性化およびオートリソソーム形成を阻害します。免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNFAIP8L2 ウサギ pAb
備考/別名	TIPE2; TNFAIP8L2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79626
GeneID	79626
免疫原	ヒトTNFAIP8L2 (NP_078851.2) のアミノ酸1-184に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6P589
タンパク質分子量	21kDa
輸送	保冷バッグ