

Anti-Tnfr1/Tnfrsf1A ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P19438

商品番号: CM0013310



前書き

ウェスタンブロット、IHC、IF/ICC、ELISA用の高品質なウサギポリクローナルTNFR1/TNFRSF1A抗体。ヒト、マウス、ラットのTNFR1を検出します。TNF受容体シグナル伝達およびアポトーシス研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNFR1/TNFRSF1A Rabbit pAb
備考/別名	PPF; p55; p60; TBP1; TNF-R; TNFAR; TNFR1; p55-R; CD120a; TNFR55; TNFR60; TNF-R-I; TNF-R55; TNFR1/TNFRSF1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7132
GeneID	7132
免疫原	組換えタンパク質 ヒトTNFR1/TNFRSF1A (NP_001056.1) のアミノ酸345-455に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P19438
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋