


## ウェスタンブロッティング (Wb) 、 Elisa用 抗Tnfr2/Tnfrsf1B

### ウサギモノクローナル抗体 - P20333

商品番号: CM0002800



#### 前書き

ヒトTNFR2/TNFRSF1Bに対する組換えウサギモノクローナル抗体（P20333）で、WBおよびELISAに適しています。推定分子量は48

kDaです。TNFシグナル伝達およびアポトーシス研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | TNFR2/TNFRSF1B ウサギmAb                                                                       |
| 略号/別名       | p75; TBPII; TNFR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II; TNFR2/TNFRSF1B |
| 対象種         | ヒト                                                                                          |
| GeneID (ヒト) | 7133                                                                                        |
| 免疫原         | 合成ペプチド：ヒトTNFR2/TNFRSF1B（P20333）のアミノ酸362～461領域の配列に対応する合成ペプチド                                 |
| 起源          | ウサギ                                                                                         |
| 分類          | モノクローナル抗体                                                                                   |
| 用途          | WB、ELISA                                                                                    |
| 交差反応性       | ヒト                                                                                          |
| SWISSプロットID | P20333                                                                                      |
| タンパク質分子量    | 48kDa                                                                                       |
| 輸送方法        | 保冷剤                                                                                         |