


抗Tnfr2/Tnfrsf1B ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - P20333

商品番号: CM0014301



前書き

高親和性の抗TNFR2/TNFRSF1Bウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応し、アポトーシスおよび代謝シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNFR2/TNFRSF1B ウサギpAb
備考／別名	p75; TBPII; TNFBR; TNFR2; CD120b; TNFR1B; TNFR80; TNF-R75; p75TNFR; TNF-R-II; TNFR2/TNFRSF1B
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	7133
遺伝子ID	7133
免疫原	ヒトTNFR2/TNFRSF1B (NP_001057.1) のアミノ酸295-377番に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P20333
タンパク質分子量	48kDa
配送方法	保冷剤