


Wb、Elisa用抗Tnfrsf10Aポリクローナル抗体 - O00220

商品番号: CM0029628



前書き

ウサギ由来ヒトTNFRSF10A（DR4/TRAIL-R1）に対するポリクローナル抗体。組換え免疫原（アミノ酸269-468領域）。WBおよびELISAアプリケーションに適しています。アポトーシスおよびデスレセプターシグナル伝達研究に。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	TNFRSF10A ウサギ pAb
別名	DR4, APO2, CD261, TRAILR1, TRAILR-1, TNFRSF10A
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	8797
GeneID	8797
免疫原	ヒトTNFRSF10A（NP_003835.3）のアミノ酸269-468番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O00220
タンパク質分子量	50kDa
輸送方法	保冷剤