


Wb、If/IccおよびElisa用抗Tnfrsf10Aウサギポリクローナル抗体 - O00220

商品番号: CM0016096



前書き

ヒトTNFRSF10A（デスレセプター4/TRAIL-R1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光およびELISAでの使用が確認されています。マウスおよびラットとの交差反応性があります。約50 kDaのバンドを検出します（糖鎖修飾型はより高分子量に見える場合があります）。外因性アポトーシス経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNFRSF10AウサギpAb
備考/別名	DR4; APO2; CD261; TRAILR1; TRAILR-1; TNFRSF10A
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	8797
遺伝子ID	8797
免疫原	ヒトTNFRSF10A（NP_003835.3）の269～468番アミノ酸に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、IF-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00220
タンパク質分子量	50 kDa
配送	保冷バッグ