

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Tnfrsf10C ウサギポリクローナル抗体 - O14798

商品番号: CM0016059

前書き

ヒト TNFRSF10C (DcR1/TRAIL-R3)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。TRAIL誘導性アポトーシスにおけるデコイ受容体の機能を探求します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	TNFRSF10C ウサギ pAb
備考/別名	LIT, DCR1, TRID, CD263, TRAILR3, TRAIL-R3, DCR1-TNFR, TNFRSF10C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8794
GeneID	8794
免疫原	組換えタンパク質 / ヒト TNFRSF10C (NP_003832.2) のアミノ酸150-238に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O14798
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ