

## Anti-Tnfrsf10D ウサギ ポリクローナル 抗体 (Wb、Ihc-P、Elisa 用) - Q9Ubn6

商品番号: CM0025368

### 前書き

ヒト TNFRSF10D (DcR2/TRAIL-R4) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。内因性TRAILデコイ受容体を検出；マウスと交差反応。アポトーシスおよび癌研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | TNFRSF10D ウサギ pAb                                                     |
| 備考/別名      | DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4; TNFRSF10D                     |
| 種          | ヒト                                                                    |
| 遺伝子ID (ヒト) | 8793                                                                  |
| 遺伝子ID      | 8793                                                                  |
| 免疫原        | 組換えタンパク質 ヒト TNFRSF10D (NP_003831.2) のアミノ酸257-386に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| 由来         | ウサギ                                                                   |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                             |
| 適用         | WB、IHC-P、ELISA                                                        |
| 交差反応性      | ヒト、マウス                                                                |
| SWISS      | Q9UBN6                                                                |
| タンパク質分子量   | 42kDa                                                                 |
| 配送         | 保冷バッグ                                                                 |