

Fc用抗Tnfrsf10D/Trailr4モノクローナル抗体 - Q9Ubn6

商品番号: CM0007240

前書き

このウサギモノクローナル抗体はヒトTNFRSF10D/TRAILR4（DcR2、TRAIL-R4）を標的とし、組換えタンパク質免疫原を用いて生産され、Fcでの検証が完了しています。TRAIL誘導アポトーシスやデコイ受容体機能の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNFRSF10D/TRAILR4 ウサギmAb
備考/別名	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4; TNFRSF10D/TRAILR4
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8793
遺伝子ID	8793
免疫原	ヒトTNFRSF10D/TRAILR4 (NP_003831.2) のアミノ酸56～211番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	Fc
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UBN6
タンパク質分子量	42kDa
輸送方法	保冷剤