


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Tnfrsf11A ポリクローナル抗体 - Q9Y6Q6

商品番号: CM0018228



前書き

ウサギポリクローナル抗体、TNFRSF11A (RANK/CD265) を標的とし、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。破骨細胞分化および免疫シグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | TNFRSF11A ウサギ pAb                                                                      |
| 備考/別名      | FEO; OFE; ODFR; OSTs; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CRI; TRANCE-R; TNFRSF11A |
| 種          | ヒト                                                                                     |
| 遺伝子ID (ヒト) | 8792                                                                                   |
| 遺伝子ID      | 8792                                                                                   |
| 免疫原        | ヒトTNFRSF11A (NP_003830.1) のアミノ酸466-616に対応する配列を含む組換えタンパク質/組換え融合タンパク質。                   |
| 由来         | ウサギ                                                                                    |
| カテゴリ       | ポリクローナル抗体                                                                              |
| 適用         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                               |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                                             |
| SWISS      | Q9Y6Q6                                                                                 |
| タンパク質分子量   | 66kDa                                                                                  |
| 輸送         | 保冷バッグ                                                                                  |