

Anti-Tnfrsf11Aウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q9Y6Q6

商品番号: CM0017310



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済みの高品質TNFRSF11Aウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。破骨細胞分化および免疫調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNFRSF11A Rabbit pAb
備考/別名	FEO; OFE; ODFR; OSTs; PDB2; RANK; CD265; OPTB7; TRANCER; LOH18CR1; TRANCE-R; TNFRSF11A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8792
GeneID	8792
免疫原	ヒトTNFRSF11A (NP_003830.1) のアミノ酸466-616に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y6Q6
タンパク質分子量	66kDa
配送	アイスバッグ