


Wb、If-P、Ihc-P、Elisa用抗Tnfrsf11Bポリクローナル抗体 - O00300

商品番号: CM0020380



前書き

ウエスタンブロット、パラフィン包埋切片IF、パラフィン包埋切片IHC、ELISA用のウサギ由来TNFRSF11Bポリクローナル抗体です。ヒト、マウス、ラットのTNFRSF11Bを認識します。免疫原：ヒトTNFRSF11B（NP_002537.3）のアミノ酸22-280番に対応する組換えタンパク質。研究用途：破骨細胞形成、骨リモデリング、アポトーシス研究。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNFRSF11B ウサギpAb
備考／別名	OPG; TR1; OCIF; PDB5; TNFRSF11B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4982
遺伝子ID	4982
免疫原	ヒトTNFRSF11B (NP_002537.3) のアミノ酸22-280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF-P、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00300
タンパク質分子量	46kDa
発送方法	氷袋