


WbおよびElisa用 抗Tnfrsf11B ウサギポリクローナル抗体 - O00300

商品番号: CM0013401



前書き

ヒトTNFRSF11B（オステオプロテゲリン、OPG）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。破骨細胞分化と骨恒常性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNFRSF11B ウサギ pAb
備考/別名	OPG; TR1; OCIF; PDB5; TNFRSF11B
種	ヒト
GeneID	4982
免疫原	ヒトTNFRSF11B (NP_002537.3) のアミノ酸22-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O00300
タンパク質分子量	46kDa
輸送	保冷バッグ