


抗Tnfrsf17 ウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa対応 - Q02223

商品番号: CM0017768



前書き

ヒトTNFRSF17（BCMA）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの実績が検証済みです。ヒト、マウス、ラットと反応します。B細胞生物学および液性免疫研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNFRSF17 Rabbit pAb
別名	BCM; BCMA; CD269; TNFRSF13A; TNFRSF17
種	ヒト
GeneID (ヒト)	608
GeneID	608
免疫原	合成ペプチド ヒトTNFRSF17 (NP_001183.2) のアミノ酸1-100番目の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q02223
タンパク質分子量	20kDa
発送方法	保冷剤