

## Wb、If-P、Elisa用 抗Tnfrsf25 ウサギポリクローナル抗体 - Q93038

商品番号: CM0014468



### 前書き

ヒトTNFRSF25（DR3、LARD）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロット、免疫蛍光、ELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応します。45kDaのタンパク質を検出します。アポトーシスおよびリンパ球恒常性の研究にご利用いただけます。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名        | TNFRSF25 Rabbit pAb                                                                    |
| 備考 / 別名    | DR3, TR3, DDR3, LARD, APO-3, TRAMP, WSL-1, GEF720, WSL-LR, PLEKHG5, TNFRSF12, TNFRSF25 |
| 種          | ヒト                                                                                     |
| 遺伝子ID (ヒト) | 8718                                                                                   |
| 免疫原        | ヒトTNFRSF25 (NP_683866.1) のアミノ酸25～190番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質                              |
| 起源         | ウサギ                                                                                    |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                                                              |
| 用途         | WB, IF-P, ELISA                                                                        |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                                                             |
| SWISS      | Q93038                                                                                 |
| タンパク質分子量   | 45kDa                                                                                  |
| 発送         | 氷袋                                                                                     |