

Wb、Elisa用抗Tnfrsf6Bポリクローナル抗体 - O95407

商品番号: CM0014587



前書き

ヒトTNFRSF6B（デコイ受容体3、DcR3）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒトとラットに反応します。アポトーシスおよび免疫シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNFRSF6B ウサギ pAb
備考／別名	M68; TR6; DCR3; M68E; DJ583P15.1.1; TNFRSF6B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8771
GeneID	8771
免疫原	ヒトTNFRSF6B (NP_003814.1) のアミノ酸200～300番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	O95407
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	アイスパック