


ウエスタンブロット、Elisa用 抗Tnfsf10 ウサギポリクローナル抗体 - P50591

商品番号: CM0020668



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みの高品質 TNFSF10ウサギポリクローナル抗体。アポトーシス誘導性サイトカインであるヒトTNFSF10/TRAILを検出し、研究および診断開発に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNFSF10 ウサギ pAb
備考/別名	TL2; APO2L; CD253; TANCRC; TRAIL; Apo-2L; TNLG6A; TNFSF10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8743
GeneID	8743
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P50591
タンパク質分子量	33kDa
発送	保冷剤