


Ihc-P、Elisa用 抗Tnfsf11 ウサギポリクローナル抗体 - O14788

商品番号: CM0021571



前書き

IHC-

PおよびELISAアプリケーション用のTNFSF11（RANKL、OPGL）に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト検体と反応します。破骨細胞分化、免疫調節、骨吸収に関する研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNFSF11 ウサギ pAb
備考/別名	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2; TNFSF11
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8600
GeneID	8600
免疫原	ヒトTNFSF11（NP_003692.1）のアミノ酸165-317に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O14788
タンパク質分子量	35kDa
輸送	保冷バッグ