


Wb、Elisa用 抗Tnfsf13（April）ウサギポリクローナル抗体 - O75888

商品番号: CM0016523



前書き

WBおよびELISA用の抗TNFSF13（APRIL）ウサギポリクローナル抗体です。腫瘍細胞増殖と免疫プロセスに関与するサイトカインであるヒトTNFSF13を認識します。癌および免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNFSF13 Rabbit pAb
備考/別名	APRIL; CD256; TALL2; ZTNF2; TALL-2; TNLG7B; TRDL-1; UNQ383/PRO715; TNFSF13
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	8741
GeneID	8741
免疫原	ヒトTNFSF13（NP_742085.1）のアミノ酸105～247番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O75888
タンパク質分子量	27kDa
輸送方法	保冷剤