


Anti-Tnfsf13B ラビットポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q9Y275

商品番号: CM0028572



前書き

ヒト TNFSF13B (BAFF)
を標的とする高品質なラビットポリクローナル抗体。
WB、IHC-
P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラッ
トと反応します。B細胞免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNFSF13B Rabbit pAb
備考/別名	DTL; BAFF; BLYS; CD257; TALL1; THANK; ZTNF4; TALL-1; TNLG7A; TNFSF20; TNFSF13B
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10673
GeneID	10673
免疫原	ヒトTNFSF13B (NP_006564.1) のアミノ酸90-160に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y275
タンパク質分子量	31kDa
配送	アイスバッグ