

Wb・Elisa用抗Tnk1ポリクローナル抗体 - Q13470

商品番号: CM0022054



前書き

ヒト非受容体型チロシンキナーゼTNK1に対するウサギ由来ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。腫瘍抑制やRas-MAPK経路の制御に関与するTNK1を対象としており、がん・シグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNK1 Rabbit pAb
別名	KOS1; TNK1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	8711
GeneID	8711
免疫原	ヒトTNK1 (NP_001238831.1) のアミノ酸100～380番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q13470
タンパク質分子量	72 kDa
輸送方法	保冷剤