

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Tnks1Bp1ウサギポリクローナル抗体 - Q9C0C2

商品番号: CM0022735

前書き

ヒトTNKS1BP1（TAB182）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。クロマチン、細胞骨格、がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNKS1BP1ウサギpAb
備考／別名	TAB182; TNKS1BP1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	85456
GeneID	85456
免疫原	組換えタンパク質：ヒトTNKS1BP1（NP_203754.2）のアミノ酸700～1000に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9C0C2
タンパク質分子量	182kDa
配送	保冷バッグ