

WbおよびElisa用 Anti-Tnnc1 ウサギモノクローナル抗体 - P63316

商品番号: CM0005379



前書き

TNNC1 ウサギ

mAbは、トロポニンCに対するモノクローナル抗体であり、ウェスタンブロットおよびELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があります。心筋研究および疾患研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNNC1 ウサギ mAb
備考/別名	TNC; TN-C; TNNC; CMD1Z; CMH13; TNNC1
種	ヒト
遺伝子ID	7134 (ヒト)
免疫原	合成ペプチド：ヒトTNNC1 (P63316)のアミノ酸1-100に対応する配列の合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	P63316
タンパク質分子量	18kDa
輸送	保冷剤