

Wb、If-P、Elisa用 抗Tnnc1 ウサギポリクローナル抗体 - P63316

商品番号: CM0022960



前書き

ヒトTNNC1（トロポニンC、遅筋および心筋）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。筋収縮および心筋症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	TNNC1 ウサギ pAb
備考/別名	TNC; TN-C; TNNC; CMD1Z; CMH13; TNNC1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	7134
GeneID	7134
免疫原	組換えタンパク質：ヒトTNNC1（NP_003271.1）のアミノ酸1-160に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P63316
タンパク質分子量	18kDa
発送	保冷バッグ